

Identification du produit

Dénomination commerciale
 Domaine d'application
 Forme d'application
 Catégorie de produit
 Classification
 Fabricant
 Distributeur (exclusif)
 Voie / Boîte postale
 Code pays / Code postal / Commune
 Numéro de téléphone
 E-Mail / Site internet

SomnoSept
 Nettoyage des masques et accessoires de PPC
 Nettoyant liquide
 Dispositif médical
 Classe I
 AescuBrands UG (responsabilité limitée)
 health.On Ventures GmbH
 Im Gewerbegebiet 5
 DE-91093 Hessdorf
 +49-9135-422 97 82
 sales@health-on.ventures
 www.healthonventures.com



Description du produit

Description succincte

SomnoSept est un nettoyant spécial PPC hautement efficace, testé dermatologiquement et doté d'un pH respectueux de la peau (5,5). Il a été développé spécifiquement pour le nettoyage en douceur des surfaces en silicone ou en plastique de qualité médicale.

Application principale

Nettoie en profondeur masques et accessoires de PPC sans détériorer les surfaces sensibles en silicone ou en plastique. Se rince facilement, sans laisser de résidus.



Nettoyant PPC/CPAP SomnoSept

Type de produit	Concentré
Composition de la solution nettoyante	< 5 % de tensioactifs non ioniques, < 5 % de tensioactifs amphotères, parfums, conservateurs (alcool benzylique, méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone), CI 42090, chlorure de sodium, acide citrique
Tolérance cutanée	Sans danger pour la peau
pH	5,5
Odeur	Senteur fraîche avec des notes d'agrumes
Contenu d'un emballage	400 ml
Quantité suffisante pour	80 nettoyages environ
Durée de conservation	2 ans
Référence article	01CA0001
EAN	4260442818175
Prix public conseillé	12,95 EUR (TVA 20 % incluse)

Mentions utiles



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Conserver au sec



Dispositif médical



Identifiant unique du dispositif



Utiliser avant



Produit conforme à la réglementation et aux normes européennes

EUH208 : contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.