


Identification du produit

Dénomination commerciale
Domaine d'application
Forme d'application
Catégorie de produit
Classification
Fabricant
Distributeur (exclusif)
Voie / Boîte postale
Code pays / Code postal / Commune
Numéro de téléphone
E-mail / Site internet

oxyhero
Nettoyage des circuits respiratoires (PPC)
Brosse de nettoyage
Dispositif médical
Classe I
AescuBrands UG (responsabilité limitée)
health.On Ventures GmbH
Im Gewerbegebiet 5
DE-91093 Hessdorf
+49-9135-422 97 82
sales@health-on.ventures
www.healthonventures.com



Description du produit

Description succincte

La brosse oxyhero brush est une brosse pour tuyaux de PPC en acier inoxydable, d'excellente qualité et munie d'une houppe en laine à l'une de ses extrémités. Permet un nettoyage sûr et en profondeur des tuyaux de PPC.

Application principale

Pour un nettoyage approfondi de l'intérieur des tuyaux de PPC, à la main (mode d'action mécanique). Élimine efficacement saleté et dépôts tenaces.

Variantes



Brosse oxyhero brush 19 mm (pour tous les tuyaux de PPC standard d'un diamètre intérieur de 19 mm)

Type de produit	Brosse
Matériau (filin)	Acier inoxydable
Matériau (poils)	Nylon
Matériau (houppes)	Laine
Longueur	120 cm
Diamètre de la tête de brosse	20 mm
Contenu de l'emballage	1 brosse
Durée de vie (utilisation régulière)	6 mois
Référence fabricant	01MT1028
EAN	4260442818687
Prix public conseillé	14,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Brosse oxyhero brush 15 mm (pour tous les tuyaux de PPC standard d'un diamètre intérieur de 15 mm)

Type de produit	Brosse
Matériau (filin)	Acier inoxydable
Matériau (poils)	Nylon
Matériau (houppes)	Laine
Longueur	120 cm
Diamètre de la tête de brosse	16 mm
Contenu de l'emballage	1 brosse
Durée de vie (utilisation régulière)	6 mois
Référence fabricant	01MT1080
EAN	4260442818748
Prix public conseillé	14,95 EUR (TVA 20 % incluse)

Mentions utiles



Conserver
au sec



Conserver à l'abri de
la lumière du soleil



Dispositif
médical



Produit conforme à la réglementation
et aux normes européennes

Pour plus de maniabilité, la brosse a été conçue de manière à être plus courte que les tuyaux de PPC. Il est donc nécessaire de l'introduire successivement dans chacune des deux extrémités d'un tuyau pour le nettoyer.

Conserver la brosse hors de portée des jeunes enfants.

Ne plus l'utiliser si sa tête est endommagée.

Conserver à température ambiante.