

REFERENCE: OREILLER OXY2



Oreiller médical adapté au patient appareillé d'un masque et traité en oxygénothérapie.
(Assistance et insuffisance respiratoire, APNÉE du sommeil...)



Augmente le confort et la sérénité du patient lors de son traitement. S'adapte à toutes les positions de repos ou de sommeil du patient. Structure ergonomique unique ventilée grâce à deux aérateurs qui font rapidement le vide d'air pour s'adapter à la morphologie. Courbe au design étudié pour un confort de sommeil optimal. Garnissage complexe fibre et mousse très souple et résistant. Convient au domicile ou en collectivité, vendu avec une taie zippée 100% coton.

Sécurité :

Permet de conserver le masque pendant le sommeil.
Prévient du risque de fuites.


Convient à tout type de masque Nasal, Facial, Narinaire
Traité Anti-Feu conforme à la norme 12952 partie 1 et 2.



Hygiène :

Réalisé dans une enveloppe Bactériostatique respirante et imperméable, traitée Anti- Bactérien, Anti- Fongique.
L'enveloppe et la fibre conserve une hygiène parfaite.

Entretien par un simple épongeage.
Housse coton lavage à 60°C.



REF OXY2 : Conditionné par 10

REF HOR030 : Housse de rechange pour Oreiller OXY2

